



Compresse d'hydrogel d'allaitement

Mode d'emploi:

- Se laver les mains avant d'utiliser le produit.
- Ouvrir le sachet, décoller la compresse hydrogel de sa protection plastique.
- Placer délicatement le côté de la compresse avec le gel directement sur votre mamelon. Pour améliorer l'effet apaisant, vous pouvez aussi passer rapidement sous l'eau froide le côté de la compresse avec le gel (1 à 2 secondes), secouer pour éliminer l'excédent d'eau et attendre 2 minutes avant d'appliquer (ne pas rincer plus de 2 fois par jour).
- Retirer la compresse avant d'allaiter et poser la sur une surface propre dans un endroit sec. (pour une sensation encore plus rafraîchissante, les compresses hydrogel peuvent être conservées dans le réfrigérateur.)
- Laver délicatement le sein à l'eau tiède et sécher délicatement en tapotant légèrement.
- Ensuite vous pouvez mettre le bébé au sein.
- Après l'allaitement, appliquer à nouveau la compresse d'hydrogel.



Précautions d'emploi:

- Ne pas utiliser de savons ni de détergents pour nettoyer la compresse.
- Conserver les compresses hydrogel dans un endroit frais et sec.
- Elle est réutilisable pendant 24 heures.
- Si la compresse devient trouble ou laiteuse, vous devez la jeter et en utiliser une neuve.
- Respecter les précaution d'emploi.
- Tenir hors de portée des enfants, en particulier la protection plastique.
- En cas de mamelons crevassés ou de mycoses, des précautions supplémentaires doivent être prises.
- Si vos mamelons sont crevassés, saignent ou si vous ressentez des sensations de brûlures, contactez votre médecin, consultante en lactation en lactation ou sages-femmes.
- Ne pas utiliser la compresse hydrogel si le sachet est ouvert ou endommagé.



Composition:

- Eau, glycérol, polymère



Anno santé 181 rue Jean Monnet, PA de la gare 59170 Croix

Tél: 03 20 55 08 26 / Fax 03 20 55 63 14

1^{er} Feu à gauche après le tunnel de la gare de Wasquehal, direction place de Croix.