

NOTICE D'UTILISATION DE VOTRE
TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

Lonna




Table des matières

| | |
|--|------|
| Félicitations | p 2 |
| Utilisation prévue | |
| Description du produit | |
| Caractéristiques du tire-lait électrique | p 3 |
| Avertissements | p 4 |
| Précautions | p 5 |
| Description des pièces | p 7 |
| Assemblage des tétérelles | p 8 |
| Instructions de pompage | p 11 |
| Instructions de nettoyage | p 13 |
| Instructions pour la conservation et la décongélation du lait maternel | p 14 |
| Résolution des problèmes | p 15 |
| Caractéristiques techniques | p 18 |
| Garantie | p 19 |

Félicitations !

Merci d'avoir choisi le tire-lait électrique Lonna. On sait que le lait maternel constitue la meilleure alimentation naturelle pour votre bébé. Grâce à notre collaboration avec des experts et à nos recherches auprès des mères allaitantes qui sont déterminées, tout comme vous, à offrir le meilleur à leur enfant, nos produits sont parfaitement étudiés pour les situations où l'allaitement n'est pas possible.

Utilisation prévue

Votre tire-lait électrique Lonna est conçu pour être utilisé par les femmes allaitantes pour exprimer et recueillir leur lait, pour soulager l'engorgement des seins, pour maintenir la lactation et pour fournir du lait maternel en cas de séparation de la mère et du bébé.

Description du produit

Le tire-lait électrique Lonna est conçu pour être utilisé par les femmes allaitantes pour exprimer et recueillir leur lait. L'expression peut être effectuée sur un seul sein (simple expression) ou simultanément sur les deux seins (double expression). Le tire-lait électrique Lonna peut être accessible à de multiples utilisatrices dans le cadre d'un hôpital ou pour de la location à domicile, ou à une seule utilisatrice pour un usage personnel.

Les tétérelles sont un accessoire du tire-lait électrique. Les tétérelles sont des produits personnels destinés à une seule utilisatrice et ne devant pas être partagés entre plusieurs personnes. Le set se compose d'un coussin en silicone (collerette silicone 3D), d'un capuchon, d'un diaphragme, de la tétérelle et d'un biberon.

Caractéristiques du tire-lait électrique Lonna

1. Associe puissance, confort et efficacité
2. PIA – Paramètres Indépendants d'Aspiration de chaque côté
3. Technologie 3D – Coussin doux en silicone (collerette silicone 3D) pour imiter la succion naturelle du bébé
4. Montage et nettoyage faciles
5. Technologie 2-Phases : Stimulation & Expression
6. Stimulation : 9 niveaux d'aspiration
7. Expression : 9 niveaux d'aspiration
8. Batterie rechargeable lithium-ion intégrée & deux modes d'alimentation : peut fonctionner avec un adaptateur secteur ou sur batterie.
9. Système fermé et anti-reflux
10. Technologie avancée de boutons tactiles
11. TOUTES LES PIÈCES SONT SANS BPA
12. Le tire-lait destiné à de multiples utilisatrices dans le cadre des hôpitaux et de la location à domicile est particulièrement adapté à un usage fréquent sur le long terme, et favorise durablement la production de lait.

Contre-indication

Aucune contre-indication connue pour cet appareil.

Avertissements

Lors de l'emploi d'un appareil électrique, il faut impérativement respecter des règles simples de sécurité, notamment les suivantes :

Lire toutes les instructions avant usage :


- Ce tire-lait électrique est conçu pour être actionné par les femmes allaitantes.
 - L'appareil peut être utilisé chez soi, dans un établissement ou dans un hôpital, mais l'usage en avion n'est pas recommandé car la pression de la cabine peut affecter l'efficacité du tire-lait.
 - Le set téterelle est un accessoire du tire-lait électrique. Les sets sont des produits personnels destinés à une seule utilisatrice et ne doivent pas être partagés entre plusieurs personnes. L'usage des téterelles par plusieurs mères peut entraîner un risque sanitaire (par ex. risque de contamination croisée) et annule la garantie.
 - Si vous êtes contaminée par l'hépatite B, l'hépatite C ou le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), tirer votre lait ne réduira pas et ne supprimera pas le risque d'une transmission du virus à votre enfant par le lait maternel.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec l'air, l'oxygène ou l'oxyde nitreux.
 - L'appareil ne comporte aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. **N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER SEUL** le tire-lait électrique. Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.
 - Aucune réparation ou action d'entretien ne doit être effectuée en cours d'utilisation.
 - L'appareil ne nécessite pas de calibrage.
 - Avant toute utilisation, il est nécessaire de vérifier que l'appareil est en bon état de marche et fonctionne en toute sécurité.
 - Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
 - Ne jamais utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a reçu un choc, a été abîmé ou est tombé dans l'eau.
 - Désinfecter les pièces du set d'expression avant chaque usage.
 - Brancher l'adaptateur secteur d'abord dans le tire-lait, puis dans la prise murale.
 - Toute utilisation d'un adaptateur CA/CC non approuvé par le fabricant annule la garantie.
 - La batterie lithium-ion intégrée n'est pas amovible, il est interdit de la retirer pour un autre usage.
 - Si le revêtement extérieur du cordon d'alimentation devient lâche ou se détache, arrêtez de l'utiliser et contactez immédiatement le fabricant. Le dénudement peut entraîner un choc électrique.
 - Votre tire-lait électrique Lonna ne peut être entretenu ou réparé en cours d'utilisation. Ne le réparez pas vous-même.
 - Utilisez ce tire-lait électrique uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans cette notice d'utilisation.
 - Le remplacement de la batterie lithium-ion par des personnes insuffisamment formées peut être dangereux.
 - Les biberons en plastique et certains composants peuvent être fragilisés par la congélation et se casser en cas de chute.
 - Les biberons et certains composants peuvent s'abîmer en cas de mauvaise manipulation, par exemple s'ils tombent, sont serrés trop fortement ou sont renversés.
 - Manipulez les biberons et les composants avec les précautions nécessaires.
- N'utilisez pas le lait maternel si les bouteilles ou les composants sont endommagés.

Précautions

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil en dormant ou en cas de somnolence.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
- N'attrapez pas un appareil électrique tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne mettez pas et ne laissez pas tomber dans l'eau ou dans quelque autre liquide.
- Ne vaporisez pas et ne versez pas de liquide directement sur le tire-lait.
- Ne placez pas l'appareil et ne l'utilisez pas à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne laissez tomber et n'insérez aucun objet dans les ouvertures ou les tubulures.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil.
- Ne touchez pas le produit à mains nues après l'avoir fait bouillir, pour éviter toute brûlure.
- Ne faites pas bouillir excessivement, pour éviter un vieillissement prématuré du matériau.
- Aucun composant ne doit être stérilisé au micro-ondes.
- N'utilisez pas l'appareil dans le champ d'une IRM.
- Maintenez l'adaptateur à l'écart des surfaces chauffées.
- Soyez attentive lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes nécessitant une surveillance.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement avant l'expression.
- Si l'expression est désagréable ou douloureuse, éteignez l'appareil, passez le doigt entre le sein et le coussin en silicone, puis retirez le coussin du sein. Demandez conseil à votre médecin ou à votre consultant en lactation.
- En cas d'irritation ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
- Contactez un professionnel de santé ou un spécialiste de la lactation si vous ne parvenez pas à exprimer de lait, ou très peu.
- N'utilisez pas une puissance d'aspiration trop forte ou désagréable (douloureuse). La douleur et les blessures potentielles des seins et des tétons peuvent diminuer la production de lait.
- Avant chaque utilisation : veuillez inspecter chaque composant pour repérer d'éventuelles fissures, éclats, déchirures, décolorations ou détériorations. Si vous repérez un dommage quelconque, veuillez cesser toute utilisation jusqu'au remplacement des pièces concernées.
- N'utilisez pas les composants s'ils comportent des traces visibles de saleté, de moisissure ou de toute autre contamination.
- Avant la première utilisation, lavez et désinfectez toutes les pièces au contact direct de vos seins ou de votre lait.
- Après chaque utilisation, lavez toutes les pièces au contact direct de vos seins ou de votre lait.
- Tubulures – inspectez les tubulures. Si vous voyez de la condensation dans la tubulure, lavez-la et séchez-la immédiatement, ou remplacez-la. Si vous voyez du lait dans la tubulure ou dans les connecteurs, n'essayez pas de rincer, de nettoyer ou de stériliser la tubulure, contactez le fabricant.
- Ne rangez pas des pièces mouillées ou humides, car de la moisissure pourrait se développer.
- Si la tubulure montre des signes de moisissure, cessez l'utilisation et remplacez-la.

- Gardez le produit au sec, ne le mouillez pas.
- Tenez ce produit et ses composants hors de la portée des bébés et des enfants.
- Lavez-vous les mains avant chaque utilisation.
- Débranchez toujours le tire-lait immédiatement après usage.
- N'essayez pas de réparer le produit.
- Pendant la location longue durée du tire-lait, il est recommandé de charger la batterie tous les mois, et chaque chargement ne doit pas durer plus de 6 heures pour la maintenir en bon état.
- Au bout de six mois d'utilisation de la batterie, le temps de décharge sera quelque peu réduit, il s'agit d'un phénomène normal.
- La batterie lithium-ion intégrée peut être utilisée pour 3 à 4 cycles d'une durée de 30 minutes.
- N'utilisez pas le tire-lait en conduisant un véhicule à moteur.
- Tenez ce produit et ses composants hors de portée des bébés et des enfants.
- Attention : pour éviter les risques d'étranglement et d'enchevêtrement, veuillez tenir le cordon d'alimentation et les tubulures hors de portée des bébés et des enfants.
- Ce produit ne résiste pas à la chaleur. Tenez-le éloigné des radiateurs et des flammes.
- La mise hors tension de l'appareil n'est garantie qu'une fois que le cordon d'alimentation a été débranché de la prise murale.
- Inspectez toujours le cordon d'alimentation avant utilisation pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou dénudé. Si vous repérez des dommages, cessez immédiatement toute utilisation et contactez le service après-vente.
- À la fin de chaque séance d'expression, éteignez le tire-lait, débranchez-le et démontez le set d'expression. Fermez le biberon et rangez-le pour un usage ultérieur. Démontez et lavez toutes les pièces au contact du lait maternel immédiatement après usage, pour éviter les résidus de lait séchés et empêcher la prolifération des bactéries.

DESCRIPTION DES PIÈCES



| N° | Nom de la pièce | Qté / Matériau |
|----|--|----------------|
| 1 | Protection tétérelle | 2 / pp |
| 2 | Coussin silicone (collerettes silicone 3D) | 2 / SIL |
| 3 | Téterelle | 2 / PP |
| 4 | Diaphragme | 2 / SIL |
| 5 | Capuchon | 2 / PP |
| 6 | Connecteur tubulure | 4 / PP/SIL |
| 7 | Adaptateur secteur | 1 |
| 8 | Tubulure | 2 / SIL |
| 9 | Unité de pompage | 1 |
| 10 | Biberon large goulot | 2 / PP |
| 11 | Adaptateur biberon | 2 / PP |
| 12 | Bouchon | 2 / SIL |

Comment assembler le set tétérelle ?

Le tire-lait électrique est fourni préassemblé ; toutefois, vous devrez l'assembler à nouveau après chaque nettoyage. Avant chaque usage et avant l'assemblage, les pièces en contact direct avec les seins ou le lait maternel, y compris le coussin en silicone (collerettes silicone 3D), la tétérelle, le diaphragme, le biberon, la bague, le bouchon du biberon doivent être nettoyés et stérilisés.


Pour des raisons d'hygiène, veillez à vous laver soigneusement les mains avant l'assemblage du tire-lait.

Important : Le set tétérelle est un accessoire du tire-lait électrique. Les sets sont des produits personnels destinés à une seule utilisatrice et ne devant pas être partagés entre plusieurs personnes. L'usage par plusieurs mères peut entraîner un risque sanitaire (par ex. risque de contamination croisée) et annule la garantie.

1. ASSEMBLAGE DU COUSSIN SILICONE (COLLERETTES SILICONE 3D) ET DE LA TÉTÉRELLE


- Insérer le coussin silicone (collerettes silicone 3D) dans la tétérelle. Ne tenez pas la valve « V », plus fragile, qui risque de casser. Mettez la silicone plus épaisse au-dessus de la valve, pour attacher la partie ronde à la tétérelle en plastique. Puis fixez la partie en silicone sur les bords de la tétérelle en plastique. Retirez la protection avant usage.

- Insérez la protection lorsque la tétérelle n'est pas utilisée, pour empêcher le dépôt de poussière ou de saleté sur le coussin en silicone (collerettes silicones 3D). Retirez la protection pour commencer l'expression.



2. ASSEMBLAGE DU DIAPHRAGME

Insérez le diaphragme dans la partie supérieure de la téterelle. Vissez avec soin le capuchon pour prévenir les fuites d'air, comme illustré ci-dessous.



3. ASSEMBLAGE DU BIBERON


Vissez le biberon à large goulot sur la téterelle



4. CONNEXION DU SET TÉTERELLE ET DE L'UNITÉ DE POMPAGE

Fixez les connecteurs de chaque côté de la tubulure. Insérez le connecteur d'un des côtés de la tubulure dans l'orifice d'aération du capuchon du diaphragme. Puis insérez le connecteur de l'autre côté dans l'unité de pompage. Assurez-vous que l'unité de pompage et le set téterelle sont correctement connectés.

Les sets téterelle sont des produits personnels destinés à une seule utilisatrice et ne devant pas être partagés entre plusieurs personnes. L'usage par plusieurs mères peut entraîner un risque sanitaire (par ex. risque de contamination croisée) et annule la garantie.



5. CONNEXION À UNE SOURCE D'ALIMENTATION


Branchez la sortie de l'adaptateur secteur dans la prise située à l'arrière de l'unité principale, puis branchez l'adaptateur à une prise de courant.



Note : En fonctionnement, le tire-lait ne causera aucun problème électrique sur les appareils ménagers. Mais les appareils ménagers puissants (comme les machines de transformation des aliments) et les appareils de cuisine (comme les fours à micro-ondes) peuvent nuire au fonctionnement normal du tire-lait. Cette possibilité doit être prise en compte.

Instructions de pompage

1. Description du panneau de contrôle



- 1) Branchez le cordon d'alimentation à une source de courant.
- 2) Appuyez sur le bouton ON/OFF  pour allumer l'appareil.
- 3) Une fois l'appareil allumé, une minuterie de 30 minutes démarrera et une phase de stimulation commencera avec une puissance d'aspiration de niveau 1. Appuyez sur le bouton  pour passer de la stimulation  à l'expression . Vous pouvez régler la puissance d'aspiration en fonction de vos besoins. Au bout de 30 minutes, l'unité de pompage s'arrête automatiquement et passe en mode veille.
- 4) Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du bouton :   en fonction de vos besoins.
- 5) Pour la stimulation comme pour l'expression, il est possible de choisir entre 9 niveaux d'aspiration.
- 6) Appuyez sur le bouton  pour choisir l'expression sein gauche/sein droit/deux seins.
- 7) Assurez-vous que l'appareil est totalement rechargé avant la première utilisation.
- 8) Placez les tétées sur vos seins, de façon à centrer vos tétons dans le tunnel. Assurez-vous de disposer du coussin en silicone adapté à la taille de vos tétons, pour un maximum de confort et d'efficacité durant l'expression.
- 9) En fonctionnement, l'unité de pompage sera alimentée par la batterie lithium-ion intégrée si l'appareil n'est pas relié au secteur par l'adaptateur.

10) Lorsque la batterie est trop faible, l'unité de pompage cesse automatiquement de fonctionner et émet une alarme pour vous rappeler de brancher l'appareil sur le secteur afin qu'il se recharge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le chargement est interrompu automatiquement pour éviter de l'endommager.

11) Instructions de nettoyage :

Le nettoyage et la désinfection sont deux activités différentes. Ils doivent être effectués séparément afin de vous protéger, de protéger votre bébé et de préserver l'efficacité de votre tire-lait.

Nettoyer – Pour enlever et/ou empêcher le séchage de la saleté et des contaminants.

Désinfecter – Pour tuer les organismes vivants, comme les bactéries ou les virus, qui peuvent être présents sur la surface des pièces.

Important : Le set tétérelle est un accessoire du tire-lait électrique. Les sets sont des produits personnels destinés à une seule utilisatrice et ne devant pas être partagés entre plusieurs personnes. L'usage par plusieurs mères peut entraîner un risque sanitaire (par ex. risque de contamination croisée) et annule la garantie.

Hygiène : **Lavez-vous les mains avant de toucher vos seins ou le set tétérelle, et évitez de toucher l'intérieur du set.**

Note :

- La tubulure ne doit pas être nettoyée, sauf en présence de condensation. Si de la condensation est trouvée dans la tubulure, celle-ci doit être nettoyée et séchée immédiatement, ou remplacée. Si du lait maternel apparaît dans la tubulure en cours d'utilisation, veuillez éteindre l'appareil et contacter le vendeur pour faire vérifier l'unité de pompage.
- L'unité de pompage, qui abrite les composants électriques (moteurs, batteries, etc.) doit être essuyée à l'aide d'un essuie-tout propre ou d'un chiffon doux après chaque utilisation.
- L'unité de pompage ne doit jamais être plongée dans l'eau ou dans tout autre liquide pour être nettoyée.

- Avant chaque utilisation

- **Lavez-vous les mains** au savon et à l'eau.
- **Inspectez et assemblez** le set tétérelle. S'il présente des signes de moisissure, jetez-le/remplacez-le immédiatement.
- **Nettoyez** les touches, l'interrupteur et le dessus de la pompe avec des lingettes désinfectantes.

Instructions de nettoyage

| Quand | Set tétérelle | Biberon et capuchons |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | Coussin en silicone (collerettes silicone 3D), tétérelle, diaphragme |
| Avant la première utilisation | √ Nettoyer √ Désinfecter | √ Nettoyer √ Désinfecter |
| Après chaque utilisation | √ Nettoyer | √ Nettoyer |
| Une fois par jour | √ Désinfecter | √ Désinfecter |

1. Démonter

Retirez la tubulure et mettez-la de côté, démontez les autres pièces en contact direct avec le sein/le lait.

2. Nettoyer (avant la première utilisation et après chaque utilisation)

Note :

- Ne mettez pas les pièces dans l'évier pour les rincer.
- Nettoyez les pièces qui sont au contact direct du sein et du lait dès que possible après l'expression. Vous pouvez nettoyer les pièces à la main dans une bassine utilisée uniquement pour nettoyer le set d'expression et le matériel destiné à nourrir votre enfant.

Note : mettez les pièces dans une bassine propre utilisée uniquement pour le matériel destiné à nourrir votre enfant. Ne les posez pas directement dans l'évier !

Étape 1 – Frottez les pièces avec une brosse propre utilisée uniquement pour le matériel destiné à nourrir votre enfant. Rincez sous l'eau froide toutes les pièces qui sont au contact direct de votre sein et de votre lait maternel pour enlever les résidus de lait.

Étape 2 – Faites tremper dans l'eau chaude savonneuse pendant 5 minutes, puis nettoyez et rincez.

Étape 3 – Disposez les pièces, la bassine et le goupillon sur un torchon propre ou un essuie-tout, dans un endroit à l'abri de la saleté et de la poussière. Ne tamponnez pas ou ne frottez pas les pièces avec un torchon pour les sécher.

Étape 4 – Nettoyez la bassine et le goupillon. Rincez-les bien et laissez-les sécher à l'air libre après chaque utilisation. Nettoyez-les régulièrement à la main ou au lave-vaisselle.

Étape 5 – Rangez les pièces sèches dans un endroit frais lorsque vous ne les utilisez pas. Ne les rangez pas mouillées ou humides.

3. Désinfecter (avant la première utilisation et une fois par jour)

Étape 1 – Remplissez une casserole d'eau de façon à pouvoir recouvrir les pièces. Portez à ébullition.

Étape 2 – Plongez les pièces 5 minutes dans l'eau bouillante.

Étape 3 – Laissez sécher à l'air libre. Rangez-les dans un endroit frais lorsque vous ne les utilisez pas. Ne rangez pas des pièces mouillées ou humides.

Note :

Avant chaque utilisation : veuillez inspecter chaque composant pour repérer d'éventuelles fissures, éclats, déchirures, décolorations ou détériorations ; ceux-ci pourraient nuire à l'efficacité du tire-lait. Si vous repérez un dommage quelconque, veuillez cesser toute utilisation jusqu'au remplacement des pièces concernées.

Instructions pour la conservation et la décongélation du lait maternel

Il est important de conserver et de décongeler correctement le lait maternel. C'est la seule façon de s'assurer de la préservation de tous les nutriments essentiels et de minimiser la contamination par des bactéries. Il est recommandé de suivre les indications suivantes pour la conservation et la décongélation du lait maternel.

| | Lieu et température de conservation | | |
|---|---|----------------------------|--|
| Type de lait maternel | Plan de travail 25°C (77°F) ou moins (température ambiante) | Réfrigérateur 4°C (40°F) | Congélateur -18°C (0°F) ou moins |
| Fraîchement exprimé ou tiré | Jusqu'à 4 heures | Jusqu'à 4 jours | De préférence dans les 6 mois. Possible jusqu'à 12 mois. |
| Décongelé, a été congelé | 1~2 heures | Jusqu'à 1 jour (24 heures) | Ne JAMAIS recongeler du lait maternel décongelé |
| Restes d'un repas (le bébé n'a pas fini le biberon) | Utiliser dans les 2 heures après la fin du repas du bébé | | |

Conseils pour la conservation du lait maternel

- Remplissez-les bouteilles/sacs aux $\frac{3}{4}$ maximum pour permettre l'expansion du lait.
- Conservez le lait en toute sécurité. Bouchez le biberon ou scellez le sac contenant le lait, indiquez dessus la date et l'heure et placez immédiatement au réfrigérateur, au congélateur ou dans une glacière avec des packs de glace.
- Nettoyez la zone d'expression. Nettoyez les touches, l'interrupteur et le plan de travail avec des lingettes désinfectantes.
- Ne stockez pas du lait maternel dans la porte du réfrigérateur.
- Afin de préserver les qualités du lait maternel, décongelez une nuit au réfrigérateur ou en passant la bouteille/le sac sous l'eau chaude (max. 37°C).
- Secouez doucement la bouteille/le sac pour mélanger les graisses qui se sont séparées.
- Ne décongelez pas du lait maternel au micro-ondes ou dans une casserole d'eau bouillante (risque de brûlure).
- Ne passez pas le lait maternel au micro-ondes. Les zones brûlantes qui se développent dans le lait peuvent entraîner des brûlures sévères dans la bouche du bébé. (Le micro-ondes peut aussi modifier la composition du lait maternel).

Résolution des problèmes

| Problème | Cause | Solution |
|---------------------------------------|---|---|
| Succion faible | 1. Fuite d'air au niveau des connexions (valve, colle-rette, tubulure ou connecteur) 2. Le circuit d'air est bloqué. La tubulure est pliée ou contient des résidus | Vérifiez chaque connexion, réinstallez et nettoyez |
| Pas de succion | La valve n'est pas installée ou pas bien montée, ou la valve est déformée ou abîmée | Installez ou remplacez la valve |
| Ne démarre pas | L'adaptateur CA n'est pas branché dans la prise secteur, ou l'adaptateur CC n'est pas branché dans l'unité de pompage. La batterie lithium-ion est déchargée. | Rebranchez l'adaptateur ou rechargez la batterie. |
| Reflux : lait ou eau dans la tubulure | Le diaphragme n'est pas en place ou est abîmé. | Arrêtez immédiatement, nettoyez ou remplacez le diaphragme. |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Affichage du signal E1 ou E2 | E1 : circuit ouvert ; E2 : court-circuit | Veuillez contacter le vendeur |
| Affichage du signal E3 | La température interne de l'unité de pompage se situe hors des températures normales de fonctionnement (moins de 0° ou plus de 60°) | <p>La température est trop basse : placez l'unité de pompage à la température correcte de fonctionnement.</p> <p>La température est trop élevée : placez l'unité de pompage à la température correcte de fonctionnement.</p> <p>Avant utilisation, éteignez l'unité et attendez que la température redescende.</p> |

1. ASPIRATION FAIBLE OU ABSENCE D'ASPIRATION

- Toutes les pièces doivent être complètement sèches.
- Un usage fréquent ou des méthodes de stérilisation inadaptées peuvent user le coussin en silicone (collerette silicone 3D). Si le coussin en silicone (collerette silicone 3D) est usé/abîmé, remplacez-le immédiatement.
- Assurez-vous que le coussin en silicone (collerette silicone 3D) de chacun des sets tétérelles s'adapte parfaitement à la tétérelle.
- Si le coussin en silicone (collerette silicone 3D) n'est pas bien fixé à la tétérelle, cela nuira à l'aspiration.
- Assurez-vous que le diaphragme en silicone est bien attaché à la tétérelle.
- Vérifiez que toutes les connexions sont bien hermétiques et ne causeront pas de fuite d'air.
- Vérifiez que la tubulure n'est pas mouillée, humide, pliée ou tordue.
- La tubulure doit être redressée pour assurer un bon flux d'air.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus de lait séchés dans la tubulure.
- Si vous remarquez des résidus, nettoyez la tubulure et laissez-la sécher à l'air libre. (Suivez les instructions de nettoyage de ce manuel)
- Si vous remarquez de la condensation ou du lait dans la tubulure, nettoyez-la et laissez-la sécher à l'air libre. Et contactez le vendeur pour faire vérifier l'unité de pompage.
- La tubulure doit toujours être sèche et doit être inspectée avant chaque utilisation. Une tubulure mouillée/humide nuira à l'efficacité de l'aspiration.
- Une tubulure usée, avec des trous, nuira à l'efficacité de l'aspiration. Remplacez-la immédiatement en cas d'usure.
- Assurez-vous que la tétérelle est bien en place et bien fixée au connecteur de la tubulure.
- Assurez-vous que les extrémités des connecteurs de la tubulure sont bien fixées à

l'unité de pompage et au set tétérrelle.

***Toutes les instructions ci-dessus doivent être suivies. Le non-respect de ces instructions entraînera une aspiration faible ou une absence d'aspiration.

2. LE TIRE-LAIT FONCTIONNE MAIS VOUS NE PARVENEZ PAS À EXPRIMER DU LAIT

- Vos seins sont peut-être engorgés. Placez une serviette chaude sur le sein engorgé.
- Alternez entre expression manuelle et massage doux du sein pour diminuer le gonflement et améliorer le drainage. Essayez de faire cela avant la séance d'expression.
- Il est recommandé de tirer son lait toutes les 2 à 3 heures, heures de tétée comprises. Si vous êtes encore en soin postnatal, vous devez tirer du lait de chaque sein pendant 15 minutes, en fonction de votre sécrétion de lait.
- Ne tirez pas votre lait pendant plus de 30 minutes pour ne pas endommager vos seins.
- Si vous avez de gros seins, tenez-les et massez-les doucement durant l'expression, pour permettre au lait de s'écouler.

3. L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS

- Vérifiez que votre prise de courant fonctionne en y branchant un autre appareil électrique.
- Vérifiez que la source de courant fonctionne.
- Assurez-vous que votre adaptateur secteur est correctement branché au tire-lait.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur et que votre tire-lait ne s'allume pas, essayez de le faire fonctionner sur batterie.
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si l'appareil fonctionne sur batterie, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux.

4. PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS

- Votre tire-lait électrique Lonna est un tire-lait en système fermé, conçu avec une barrière pour que le lait ne pénètre pas dans la tubulure.
- Voici quelques mesures permettant d'éviter les reflux de lait :
- Baissez le niveau d'aspiration si votre lait sort de façon assez abondante.
- Essayez d'alléger la pression entre votre sein et le coussin en silicone (collerette silicone 3D) si vous remarquez que le lait s'accumule dans le tunnel de la tétérrelle et ne s'écoule pas dans le biberon.
- Ne remplissez pas trop le biberon.
- Nettoyez et dégraissez les valves du coussin en silicone.

4. PRÉCAUTIONS D'USAGE UNITÉ DE POMPAGE/BATTERIE LITHIUM-ION

- La batterie lithium-ion est intégrée et inamovible. Ne la démontez pas vous-même.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni, car l'hôte/la batterie lithium-ion nécessitent un voltage spécifique.

- N'exposez pas l'unité motrice directement au soleil et à la chaleur.
- Si vous n'utilisez pas le tire-lait régulièrement, rechargez-le une fois par mois.
- La réparation doit être effectuée par un service technique agréé.

Glossaire des symboles :

| Symbole | Explication | Symbole | Explication |
|---|----------------------------|---|--|
|  | Numéro de série du produit |  | Se référer au manuel |
|  | Fabricant |  | Représentant autorisé dans la communauté européenne |
|  | Marquage CE |  | « DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) ». Les déchets doivent être traités conformément à la loi. |
|  | Pièce appliquée de type BF | | |

Caractéristiques techniques

- Modèle : Lonna
- Adaptateur CA/CC : entrée 100-240v ~ 50/60Hz, sortie 10V/1.5A
- Puissance totale : 15W
- Vitesse de stimulation : 100 cycles/min
- Aspiration de stimulation (9 niveaux) : -0.004~-0.015Mpa (+/-0.003Mpa)
- Vitesse d'expression : 30-90 cycles/min
- Aspiration d'expression (9 niveaux) : -0.016~-0.033Mpa (+/-0.003Mpa)
- Minuteur : 30 minutes
- Bruit : ≤60 dB(A)
- Classification : pièce appliquée de type BF ; fonctionnement continu.
- Protection contre les chocs électriques : classeII.
- Conditions de fonctionnement : 5°C à 40°C, 15 % à 90 % HR, 800hPa à 1060hPa.
- Conditions de stockage et d'expédition : -25°C à 60°C, 15 % à 93 % HR, 700hPa à 1060hPa.

Garantie

La garantie d'un an s'applique uniquement à l'unité de pompage, à partir de la date d'achat, et ne concerne pas les accessoires comme le set téterelle, etc. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés par une mauvaise manipulation, un usage inadapté ou une utilisation par des personnes non autorisées.

Attention :

- Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets non triés, remettez-les dans des installations de collecte dédiées. Contactez les autorités locales pour avoir des informations sur les systèmes de collecte. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques et pénétrer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être.
- Mise au rebut de la batterie : Recyclez ou jetez la batterie lithium-ion conformément aux lois fédérales, nationales et locales. Pour prévenir les risques de feu et d'explosion, ne brûlez pas et n'incinerez pas la batterie.

Garantie :

Ce produit est garanti pour une période d'1 an. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, mauvaise utilisation, abus, mauvaise maintenance, modifications non autorisées, ou connexion à une mauvaise alimentation électrique. Des coûts de réparation s'ajouteront à de telles conditions.

En cas de panne veuillez contacter votre distributeur.

Mandataire européen : Shanghai International
Holding Corp.GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20 537
Hamburg Germany.

Fabricant : Guangdong horigen Mother et Baby Product CO., Ltd.
Pingnan Industrial Zone, Mianbei Street,
Chaoyang District, 515100 Shantou, Guangdong, China

Distribué par :



1 rue de l'Abbé de l'Epée
59370 MONS-EN-BAROEUL
FRANCE